

Datos Técnicos

Campo de escaneo	Punta de escáner estándar: 16 mm × 12 mm × 22 mm Mini punta del escáner: 12 mm × 9 mm × 22 mm
Profundidad de escaneo	-2-20 mm desde la superficie de salida de la punta
Principio de escaneo	Escáner sin contacto con luz estructurada
Dimensión (L × W × H)	281 mm × 33 mm × 46 mm
Peso	240 ± 10 g (sin cables)
Producción	STL, OBJ, PLY
Conector	USB 3.0
Entrada de alimentación	12 V DC/3 A

Configuración de PC Recomendada

CPU	Intel Core i7-8700 o superiores
Memoria	16 GB o superior
Disco duro	256 GB SSD o superior
Tarjeta gráfica (GPU)	NVIDIA® RTX 2060 6GB o superior
Sistema operativo	Windows 10 Professional (64 bits) o versiones posteriores
Resolución de pantalla	1920 × 1080, 60Hz o superior
Puertos de I/O	Más de 2 puertos USB 3.0 (o superior) tipo A

AORALSCAN 3

Excepcional, inteligente y elegante, Aoralscan 3 mejora la experiencia clínica. Permite a los usuarios adquirir fácilmente impresiones digitales vívidas de una manera más rápida y precisa.

Además, Aoralscan 3 viene con una amplia gama de diferentes funciones inteligentes, garantizando una experiencia más cómoda y colaboración clínica-laboratorio eficiente.

